


LINGETTES DESINFECTANTES HYDROALCOOLIQUES 100% BIODEGRADABLES



Chers clients,

Compte tenu des risques sanitaires que nous connaissons aujourd'hui, nous étudions toutes solutions pouvant stopper la prolifération des virus.

L'OMS et le centre de contrôle et de prévention des maladies indiquent clairement que les meilleures méthodes pour prévenir la propagation de certains virus sont basées sur l'isolement et *une bonne hygiène des mains.*

En l'absence de savon et d'eau, les désinfectants à base d'alcool sont la seconde option *la plus efficace.*

La lingette hydroalcoolique que nous vous proposons aujourd'hui est une méthode de prévention et d'hygiène des mains efficace pour contrer la situation pandémique que nous vivons.



Cette lingette est fabriquée selon les normes

- UNE-EN 1500: 2013 (désinfection hygiénique des mains par friction)
- UNE-EN 12791: 2016 (norme d'application bactéricide spécifique pour la désinfection chirurgicale)
- UNE-pr EN 12054
- UNE-EN 1650
- UNE-EN 14476
- UNE-EN 14348

Cette lingette est fabriquée selon la recette de l'OMS pour l'hygiène des mains, il contient de la glycérine pour éviter le dessèchement des mains

L'hygiène des mains est la mesure la plus importante pour réduire la transmission de tout agent infectieux

Consignes d'emplois:

- produit à usage unique
- ne pas ingérer
- usage externe uniquement
- ne pas appliquer sur une peau irritée ou des plaies ouvertes
- éviter le contact avec les yeux et les muqueuses
- maintenir hors de portée des enfants
- ne pas utiliser pour des enfants de moins de trois ans
- si une irritation apparaît après une utilisation arrêter d'utiliser ce produit

Mode d'emploi:

**Ouvrir l'enveloppe et froter la lingette totalement dépliée sur toute la surface de la main.
Insister sur les articulations et entre les doigts.
Laisser sécher environ 30 secondes**



LINGETTES DESINFECTANTES HYDROALCOOLIQUES 100% BIODEGRADABLES



LES AVANTAGES:

- Gain de place par rapport au flacon de gel hydroalcoolique
- se glisse plus facilement à l'intérieur d'un sac voir une poche de pantalon
- en usage secondaire et préventif permet de nettoyer les surfaces suspectes lors de vos déplacements (barre de caddy par exemple)
- Une fois vos mains désinfectées profitez pleinement de votre lingette en la passant sur votre smartphone

CARACTERIQUES DE LA LINGETTE



- 1 PLI
- 13 x 17 cm. dépliée
- impression: kraft imprimé une teinte (encre adaptée au contact alimentaire)
- conforme au contact dermatologique

Papier biodégradable (lingette):

- papier en ouate de cellulose vierge
- 100% biodégradable
- 50 grs/m²

**BACTÉRICIDE
FONGICIDE
VIRUCIDE
MICRO BACTERICIDE**

Liquide:

- Type de liquide: désinfectant hydroalcoolique
- contenu: 2.2 ml.
- apte au contact dermatologique
- 70% à 75% d'alcool

mesures :

- Lingette pliée: 6 x 8 cm.
- Contenant: une unité

Emballage:

Type d'emballage: complexe tri couche thermoscellable PET étirable 12 microns, aluminium 8 microns kraft de cellulose 50grs/m² (pour garantir deux ans de conservation)

Références:

- P90LING500 (500 lingettes)
- P90LING100 (10 x 100 lingettes)

**FABRIQUE
EN ESPAGNE**



*Existe en dimensions 22 x 19 cm. lingette dépliée (13 x 8 cm. emballée)

Référence: P90LING50



31 AVENUE DE LARRIEU - BP 22 315 - 31023 TOULOUSE CEDEX 1