

DESINFECTION INSTANTANEE

## LINGETTES DESINFECTANTES

SANS RINCAGE



LINGETTES DESINFECTANTES BACTERICIDE, FONGICIDE, LEVURICIDE & VIRUCIDE DES SURFACES SANS RINCAGE

### ■ PROPRIÉTÉS :

Désinfection des surfaces ou des mains. Sèche rapidement. Permet de désinfecter directement des supports, revêtements, surfaces ou objets et petits outils et matériels de process ou de conditionnement, sensibles ou non lessivables, ou ne pouvant être rincés après application.

Utilisable sur toutes surfaces, y compris celles en contact direct avec les denrées alimentaires.

TP1 - TP2 et TP4

### ■ MODE D'EMPLOI :

Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boîte, Passer une lingette, prise au centre du bobinot dans l'opercule. Ensuite, lors de chaque utilisation, soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la pré-découpe, puis tirer d'un coup sec horizontalement. Bien refermer le couvercle après chaque utilisation. Traiter la surface et laisser sécher.

### ■ PRÉCAUTIONS :

Précautions : voir étiquette

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Utilisez les produits biocides avec précaution. avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

### ■ COMPOSITION :

Ethanol (CAS 64-17-5) : 530 g/l

### ■ LÉGISLATION :

Conforme à la législation relative au nettoyage du matériel pouvant être au contact de denrées alimentaires.

Formule déposée au centre anti-poisons de :

- PARIS Hôpital Fernand WIDAL. 01 40 37 04 04

### ■ CARACTÉRISTIQUES :

Etat : lingette bleue

pH pur : 7

Masse volumique : < à 1

### ■ MICROBIOLOGIQUES :

Efficacité bactéricide norme EN 13697 (à 20° temps de contact 1 mn en condition de saleté et norme EN 1500 à 20° temps de contact 1 mn en condition de propreté)

Efficacité fongicide norme NF EN 13697 , (à 20° temps de contact 1 mn en condition de saleté)


Efficacité levuricide norme NF EN 13697 , (à 20° temps de contact 1 mn en condition de saleté et norme EN 13624 à 20° temps de contact 1 mn en condition de propreté)

Efficacité virucide selon norme EN 14476 (à 20° temps de contact 5 mn en condition de saleté) et norme EN 14476 (à 20° temps de contact 30 secondes en condition de propreté)

### ■ CONDITIONNEMENT :

Boite de 200 (carton de 6)

Format lingette : 20 x 20 cm



RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL



SURFACES

Hygiène  
GAMME EXPERT

Groupe Laxel France Hygiène  
Tour de l'Horloge

4 place Louis armand - 75603 PARIS CEDEX 12

TEL : 0820 20 21 70 - FAX : 0800 10 21 70 - www.laxel.fr